



GEL FRÍO RELAX



100 ml
Ref. 1260



250 ml
Ref. 1275



150 ml
Ref. 1261



500 ml
Ref. 1265

INGREDIENTES:

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Alcohol Denat, Aqua, Menthol, Camphor, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Arnica Montana Flower Extract, Harpagophytum Procumbens Root extract, DMDM Hydantoin, Citric Acid, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Sodium Sulfite, Potassium Sorbate, C.I. 42090.

EI GEL FRÍO RELAX EXIALOE, resulta útil en el tratamiento del síndrome de piernas cansadas, proporcionando un notable alivio y agradable sensación de frescor, relajación y descanso. Su aplicación produce igualmente una sensible mejora en procesos articulares, dolores de espalda y cuello, como así también en el tratamiento local de las artrosis, al tiempo que activa el riego sanguíneo de las zonas afectadas.

MENTHOL (1,7%) Y CAMPHOR (1,6%): Por su contenido en mentol y camphor, el GEL FRÍO RELAX tiene acción vasodilatadora, propiedades tónicas y estimulantes generales.

ALOE VERA BARBADENSIS MILLER: (50%) La elevada concentración de Aloe Vera utilizada en esta formulación, ejerce una notable y eficaz acción antiinflamatoria natural, de utilidad en el tratamiento de los traumatismos locales causados por golpes, contusiones, caídas, moratones, etc.

ÁRNICA MONTANA: (2,5%) Es conocida y utilizada desde hace muchos años para aliviar los dolores musculares. Tiene propiedades tónicas, hidratantes y emolientes.

HARPAGOPHITUM PROCUMBENS: (2,5%) Posee numerosos principios activos, como iridoides y glucósidos fenólicos. Tiene propiedades astringentes y descongestivas.

MODO DE EMPLEO: Uso tópico. Aplicar en las piernas mediante un suave masaje ascendente y con movimientos circulares en otras partes del cuerpo, evitando el contacto con zonas sensibles como ojos y mucosas. Se percibe inicialmente una sensación de frescor, seguida al cabo de algunos minutos de un agradable aumento local de la temperatura.

Después de aplicarlo, lavarse bien las manos.

Embalado en cajas de 40 unidades (110 ml.) 55 unidades (150 ml.) 38 unidades (250 ml.) y 20 unidades (500 ml.)